


シングルユース バスケット鉗子

本製品は、内視鏡下での診断・治療時に、結石やその他の異物を捕捉・回収することを目的としています。



3本ワイヤーバスケット【1本入】

| | 型 番 | シース最大外径 | 鉗子開口幅 | 有 効 長 | 対応する内視鏡 チャンネル最小内径 | 証 明 書 |
|--|--------|---------|-------|--------|----------------------|--------|
|  | EBT-08 | 1.9Fr | 8mm | 1150mm | Ø1.1mm | CE/FDA |
| | EBT-11 | 1.9Fr | 11mm | 1150mm | Ø1.1mm | CE/FDA |

4本ワイヤーバスケット【1本入】

| | 型 番 | シース最大外径 | 鉗子開口幅 | 有 効 長 | 対応する内視鏡 チャンネル最小内径 | 証 明 書 |
|--|--------|---------|-------|--------|----------------------|--------|
|  | EBF-11 | 1.9Fr | 11mm | 1150mm | Ø1.1mm | CE/FDA |

※Scivita Medical 尿管腎孟ビデオスコープ【SUV-2A-B / SUV-2C-B】、膀胱ビデオスコープ【SUV-1D-B】、気管支ビデオスコープ【SBV-1A-B / SBV-1B-B / SBV-1C-B】の中から適合機種をご選択ください。
(「ワーキングチャンネル径」、また「有効長」等をお確かめください。)